

	LABORATORIUM BADANIA WODY		F-7.06.08	
	INSTRUKCJA POBORU PRÓB WODY DO BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH		Wydanie: 4	
			Strona/stron: 1/1	Zmiana: -

UWAGI OGÓLNE:

- Jeżeli z tego samego miejsca pobiera się próbki do badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych, to w pierwszej kolejności pobieramy próbkę do badań mikrobiologicznych.
- Probki dostarczamy do Laboratorium (ważny jest czas poboru, szczególnie przy wykonaniu badania pH, które należy wykonać do 4 h po pobraniu próbki)
- Probki przechowujemy i transportujemy w warunkach chłodniczych np. w torbie chłodniczej w temperaturze 5 ± 3 °C. Jeżeli transport nie przekracza 8godz. nie trzeba monitorować temp.
- Unikamy zanieczyszczenia zewnętrznych ścian pojemników z próbkami, szczególnie szyjek i korków zarówno podczas pobierania jak i transportu
- Probki zabezpieczamy przed uszkodzeniem lub rozlaniem
- Wymagany jest opis próbki (dokładne miejsce poboru), w celu identyfikacji jej w Laboratorium
- Probki do badań może pobrać Zleceniodawca w odpowiednie pojemniki, dostępne w Laboratorium

SPOSÓB POBIERANIA PRÓBKII WODY DO BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH (NIE DOT. STUDNI I HYDRANTÓW)

1. Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 250ml – 1 litra
2. Przygotowanie miejsca poboru i sposób pobierania próbki:
 - Zdejmujemy z kurka/zaworu urządzenie przeciwwzrostkowe
 - Wylot kurka/zaworu opłukujemy wodą wodociągową
 - Kurek/zawór otwieramy i spuszczaemy wodę – stabilizację składu wody uzyskuje się po 3-5 minutach spuszczenia
 - Przed pobraniem próbki, pojemnik opłukujemy wodą wodociągową
 - Wodę pobieramy tak, aby zminimalizować natlenienie wody-wylot butelki zbliżamy do kurka, woda powinna wypływać z kranu strumieniem laminarnym
 - Wodę wlewamy do pojemnika powolnym strumieniem, aż do przelania się (ważne aby pojemnik naplniony był wodą bez pęcherzyków powietrza tzn. „pod korek”)
 - Po napełnieniu butelkę natychmiast zamykamy
 - Próbkę dostarczamy w jak najkrótszym czasie do laboratorium

OŚWIADCZENIE:

1. W przypadku, gdy zleceniodawca dostarcza próbkę do badań Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór, transport, metodę pobrania i czystość pojemników. Odpowiednia adnotacja znajduje się na sprawozdaniu z badań oraz na protokole pobrania próbki
2. Metodyka poboru próbek wody na życzenie Klienta udostępniana jest w Laboratorium

SPORZĄDZIŁ

ZATWIERDZIŁ

Specjalista
ds. Badania Wody i Ścieków
mgr Anetta Wojciechowska
11.04.2016

Kierownik
Działu Laboratorium
i Technologii Uzdatniania Wody
mgr inż. Aneta Majewska
11.04.2016